



2000110200

OG 6 s/PAPANICOLAOU (Solución)



--- | --- | --- | ---

DATOS TÉCNICOS

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/og-6-segun-papanicolau-1102-dnub9/>

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:   

Consejos de Precaución: P210, P233, P262, P280, P302 + P352, P304 + P340, P309 + P311, P403 + P235

Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes.

— No fumar.

Mantener el recipiente herméticamente cerrado.

Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes..

EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

EN CASO DE exposición o si se encuentra mal: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

Almacenar en un lugar bien ventilado.

Mantener en lugar fresco.

Declaraciones de Peligro: H225, H301 + H311 + H331, H370

Líquido y vapores muy inflamables.

Tóxico si se ingiere, por contacto con la piel o si se inhala.

Provoca daños en los órganos .

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000110208	1 000 mL	Vidrio	En stock
2000110207	500 mL	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Solución clara color anaranjado
Densidad (20°C)	0,810-0,830
? máx.	475-485 nm
Relación abs. (p-15)/ abs. (p+15)	0,88-0,95