



2000110300

EA 36 s/PAPANICOLAOU (Solución)



--- | --- | --- | ---

DATOS TÉCNICOS

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/ea-36-s-papanicolau-biopack-1103-1y9vd/>

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:  

Consejos de Precaución: P210, P233, P280, P305 + P351 + P338

Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes.

— No fumar.

Mantener el recipiente herméticamente cerrado.

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

Declaraciones de Peligro: H225, H319

Líquido y vapores muy inflamables.

Provoca irritación ocular grave.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000110308	1 000 mL	Vidrio	En stock
2000110307	500 mL	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido color violeta oscuro
pH a 25°C	3,0-5,0
? máx1	530-540 nm
? máx2	630-640 nm
Rel. Abs. (p-15/p+15) ? máx1	1,30-1,70
Rel. Abs. (p-15/p+15) ? máx 2	1,00-1,20