



2000110400

MAY GRÜNWARD (Solución)



--- | --- | NC 3204.19.00 | ---

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Usos Analíticos: Para Hematología y tinción de frotis sanguíneos.

DATOS TÉCNICOS

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/may-grunwald-solucion-1104-4jr61/>

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:   

Consejos de Precaución: P210, P233, P240, P280, P302 + P352, P304 + P340, P309 + P310, P403 + P235

Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes.

— No fumar.

Mantener el recipiente herméticamente cerrado.

Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes..

EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

EN CASO DE exposición o malestar: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico Almacenar en un lugar bien ventilado.

Mantener en lugar fresco.

Declaraciones de Peligro: H225, H301 + H311 + H331, H370

Líquido y vapores muy inflamables.

Tóxico si se ingiere, por contacto con la piel o si se inhala.

Provoca danos en los órganos .

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000110408	1 000 mL	Vidrio	En stock
2000110407	500 mL	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido color azul-violáceo oscuro
Densidad (20°C)	0,790-0,795
? máx1	520-530 nm
? máx2	645-655 nm
Rel. Abs. (p-15/p+15) ? máx1	1,15-1,35
Rel. Abs. (p-15/p+15) ? máx 2	1,25-1,45