



2000110600

WRIGHT (Solución para Microscopía)



--- | --- | --- | ---

DATOS TÉCNICOS

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/wright-x-1000-ml-solucion-1106-vhefv/>

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:   

Consejos de Precaución: P210, P260, P280, P301 + P310, P305 + P351 + P338, P311

Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes.

— No fumar.

No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico.

Declaraciones de Peligro: H225, H301, H311, H331, H370

Líquido y vapores muy inflamables.

Tóxico en caso de ingestión.

Tóxico en contacto con la piel.

Tóxico en caso de inhalación.

Provoca danos en los órganos .

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000110608	1 000 mL	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Solución color azul-violáceo oscuro
Densidad (20°C)	0,790-0,795
? máx1	520-530 nm
? máx2	630-650 nm
Rel. Abs. (p-15/p+15) ? máx1	1,05-1,25
Rel. Abs. (p-15/p+15) ? máx 2	1,00-1,30