



2000110700

EA 50 s/PAPANICOLAOU (Solución)



--- | --- | NC 3204.16.00 | ---

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Usos Analíticos: Para citología , tinción de frotis vaginales para la detección de cáncer vaginal , cervical o uterino.

DATOS TÉCNICOS

Temperatura de Almacenaje: Entre 15 y 20°C

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:  

Consejos de Precaución: P210, P233, P280, P305 + P351 + P338

Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes.

— No fumar.

Mantener el recipiente herméticamente cerrado.

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

Declaraciones de Peligro: H225, H319

Líquido y vapores muy inflamables.

Provoca irritación ocular grave.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000110708	1 000 mL	Vidrio	En stock
2000110707	500 mL	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido color violeta oscuro
pH a 25°C	3,0-5,0
? máx1	530-540 nm
? máx2	630-640 nm
Rel. Abs. (p-15/p+15) ? máx1	1,30-1,70
Rel. Abs. (p-15/p+15) ? máx 2	1,00-1,20