



2000111000

FIJADOR (Repuesto para Color Fast Kit) (Solución)



--- | --- | --- | ---

DATOS TÉCNICOS

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/fijador-repuesto-color-fast-x-1000-ml-1110-aa9ya/>

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:   

Consejos de Precaución: P210, P280, P302 + P352, P403 + P235, P309 + P310

Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes.

— No fumar.

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes..

Almacenar en un lugar bien ventilado.

Mantener en lugar fresco.

EN CASO DE exposición o malestar: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico

Declaraciones de Peligro: H225, H301 + H311 + H331, H370

Líquido y vapores muy inflamables.

Tóxico si se ingiere, por contacto con la piel o si se inhala.

Provoca daños en los órganos .

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000111008	1 000 mL	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido claro color verde agua
Densidad (20°C)	0,790-0,800
Agua	? 0,10%