



2000111100

SOLUCION A (Repuesto para Color Fast Kit) (Solución)



--- | --- | --- | ---

DATOS TÉCNICOS

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/solucion-a-repuesto-color-fast-x-1000-ml-1111-14k28/>

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000111108	1 000 mL	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido claro color anaranjado
pH	6,6-7,4
Densidad	1,010-1,030
? máx.	515-518 nm
Relación abs. (p-15)/ abs. (p+15)	1,40-1,70