



2000111200

SOLUCION B (Repuesto para Color Fast Kit) (Solución)



--- | --- | --- | ---

DATOS TÉCNICOS

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/solucion-b-repuesto-color-fast-x-1000-ml-1112-iobuc/>

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000111208	1 000 mL	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido color azul oscuro
pH	6,6-7,4
Densidad	1,010-1,030
? máx.	650-665 nm
Relación abs. (p-15)/ abs. (p+15)	1,10-1,50