



2000120100

HISTOPLAST® WAX (Pellets) PF 56-58 °C



--- | CAS [8002-74-2] | NC 2712.20.90 | EINECS 232-315-6

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Parafina con aditivos para uso histológico

DATOS TÉCNICOS

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa:: Insoluble en agua.

Punto de Fusión:: 56-58°C

Punto de Ebullición:: 350°C

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/parafina-histoplast-wax-pf-56-58-c-1201-hqrlw/>

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000120159	1 000 g	Doy Pack	En stock
2000120109	5 Kg	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Lentejas blancas
Punto de fusión	56-58°C
Impregnación	Cumple
Corte	Cumple
Desparafinado	Cumple