



2000120400

CRYOPLAST® (Medio de Montaje para congelación)



--- | --- | --- | ---

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: GEL PARA CRIOSTATO DE CONGELACION, MEDIO DE INLCUSION PARA CONGELAR, MEDIO DE INLCUSION OCT, Medio de Montaje para congelación

DATOS TÉCNICOS

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/cryoplast-x-100-ml-biopack-1204-z247b/>

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000120405	100 mL	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido viscoso claro
Viscosidad copa ford nº4 a 20°C	130-180 seg Ford
Densidad (20°C)	1,020-1,040
Congelación a -20°C	Cumple