



2000130200

BALSAMO DE CANADA (Natural)



--- | CAS [8007-47-4] | NC 1301.90.00 | EINECS 232-362-2

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Usos Analíticos: Medio de inclusión en microscopia.

DATOS TÉCNICOS

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa:: Insoluble en agua

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/balsamo-canada-natural-1302-opzh0/>

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000130208	1 000 mL	Vidrio	En stock
2000130205	100 mL	Vidrio	En stock
2000130206	250 mL	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido viscoso
Índice de refracción a 20 °C	? 1,50