



2000130300

BALSAMO DE CANADA (Sintético) (Rápido Secado)



--- | --- | NC 1301.90.00 | ---

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Usos Analíticos: Medio de montaje para microscopía, de última generación.

Sus cuatro componentes (una resina acrílica, un plastificante, un antioxidante y la base de tolueno) garantizan una excelente conservación a través del tiempo.

El tiempo de secado del bálsamo de Canadá sintético es de 2 a 3 Hs. dependiendo de la temperatura ambiente.

Su índice de refracción es óptimo, en coincidencia con el de los tejidos.

DATOS TÉCNICOS

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/balsamo-canada-sintetico-1303-yf6gx/>

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P102, P262

Mantener fuera del alcance de los niños.

Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.

Declaraciones de Peligro: H331

Tóxico en caso de inhalación.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000130308	1 000 mL	Vidrio	En stock
2000130305	100 mL	Vidrio	En stock
2000130306	250 mL	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido viscoso
Índice de refracción a 20 °C	? 1,49