



2000130600

ACEITE DE INMERSION (Fórmula Mejorada)



--- | CAS [8001-79-4] | NC 3822.90.00 | EINECS 232-293-8

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Usos Analíticos: Medio de inclusión en microscopía.

DATOS TÉCNICOS

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/aceite-de-inmersion-formula-mejorada-1306-mcy9i/>

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P302 + P350

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar suavemente con agua y jabón abundantes.

Declaraciones de Peligro: H302

Nocivo por ingestión

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000130608	1 000 mL	Vidrio	En stock
2000130605	100 mL	Vidrio	En stock
2000130609	5 L	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido amarillo
Índice de refracción (n 20/d)	? 1,51
Densidad	1,010-1,040
Viscosidad a 20°C	120-140 mPa.s