



2000140100

AGUA DESMINERALIZADA (Cond. máx. = 2 µS) p.a.

H₂O | CAS [7732-18-5] | NC 2853.00.90 | EINECS 231-791-2



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Hidrógeno Oxido

Fórmula de Hill: H₂O

Usos Analíticos: Solvente en el análisis de trazas.

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 18,016

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Punto de Ebullición:: 100°C

Punto de congelación:: 0°C

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/agua-desmineralizada-cond2us-x-10000-ml-1401-7eedg/>

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000140110	10 L	Bag in Box	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido límpido e incoloro, inodoro e insípido
pH	5,0-7,0
Materia orgánica y reductora	Cumple
Cloruro (Cl)	Cumple
Sulfato (SO ₄)	Cumple
Amoniacó	Cumple
Metales pesados	Cumple
Calcio (Ca)	Cumple
Dióxido de carbono	Cumple
Nitratos	Cumple
Conductividad específica a 25°C	2,0 µS/cm
Silicatos	0,1 ppm