



2000151000

COLORACION DE GRAM - HUCKER



--- | --- | NC 3204.13.00 | ---

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: GRAM, Kit Gram-Hucker

DATOS TÉCNICOS

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Repuestos:: DECOLORANTE (2000151100); LUGOL (2000151200); SAFRANINA O (2000151300); VIOLETA CRISTAL (2000151400).

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/coloracion-de-gram-hucker-biopack-1510-nl4y7/>

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000151005	Kit (4 x 100 mL)	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aptitud para tinción	Cumple
? máx.	589-594 nm
Relación abs. (p-15)/ abs. (p+15)	0,98-1,29
? máx.	530-534 nm
Relación abs. (p-15)/ abs. (p+15)	1,10-1,50