



2000151200

LUGOL (Repuesto para Gram) (Solución)



--- | --- | --- | ---

DATOS TÉCNICOS

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Apariencia: Líquido pardo.

Cambio de estado (aprox.): Punto de Ebullición, 100 °C.

Solubilidad Acuosa: Miscible.

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/lugol-repuesto-para-gram-solucion-1512-x607m/>

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000151208	1 000 mL	Vidrio	En stock
2000151205	100 mL	PEBD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido color marrón oscuro
Título (Iodo)	0,30-0,40%
pH a 20°C	6,0-7,0