



2000151300

SAFRANINA O (Repuesto para Gram) (Solución)



--- | --- | --- | ---

DATOS TÉCNICOS

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/safranina-o-repuesto-para-gram-solucion-1513-l4z3/>

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P210

Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes.

— No fumar.

Declaraciones de Peligro: H226

Líquidos y vapores inflamables.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000151308	1 000 mL	Vidrio	En stock
2000151305	100 mL	PEBD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido color rojo oscuro
Densidad (20°C)	0,980-1,000
? máx.	530-534 nm
Relación abs. (p-15)/ abs. (p+15)	1,10-1,50