



2000151400

VIOLETA CRISTAL (Repuesto para Gram) (Solución)



--- | --- | --- | ---

DATOS TÉCNICOS

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/violeta-cristal-repuesto-para-gram-solucion-1514-6zk81/>

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P273, P210

Evitar su liberación al medio ambiente.

Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes.

— No fumar.

Declaraciones de Peligro: H226, H412

Líquidos y vapores inflamables.

Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000151408	1 000 mL	Vidrio	En stock
2000151405	100 mL	PEBD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido color violeta oscuro
Densidad	0,970-0,990
? máx.	589-594 nm
Relación abs. (p-15)/ abs. (p+15)	0,98-1,29