




2000151600

DECOLORANTE (Repuesto para Ziehl Neelsen) (Solución)



--- | --- | --- | ---

DATOS TÉCNICOS

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/decolorante-repuesto-para-ziehl-neelsen-solucion-1516-yo9pk/>

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:  

Consejos de Precaución: P210, P233, P262

Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes.

— No fumar.

Mantener el recipiente herméticamente cerrado.

Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.

Declaraciones de Peligro: H225, H319

Líquido y vapores muy inflamables.

Provoca irritación ocular grave.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000151608	1 000 mL	Vidrio	En stock
2000151605	100 mL	PEBD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido claro, incoloro
Título (Ácido Clorhídrico)	1,40-1,80%
Densidad (20°C)	0,810-0,840