




2000151700

AZUL DE METILENO (Repuesto para Ziehl Neelsen) (Solución)



--- | --- | --- | ---

DATOS TÉCNICOS

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000151708	1 000 mL	Vidrio	En stock
2000151705	100 mL	PEBD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido color azul oscuro
Densidad (20°C)	1,000-1,010
? máx.	663-667 nm
Relación abs. (p-15)/ abs. (p+15)	1,21-1,70