




2000151800

FUCSINA BASICA (Repuesto para Ziehl Neelsen) (Solución)



--- | --- | --- | ---

DATOS TÉCNICOS

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Olor:: Característico.

Solubilidad Acuosa:: Miscible.

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/fucsina-basica-repuesto-para-ziehl-neelsen-solucion-1518-d0s8s/>

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000151808	1 000 mL	Vidrio	En stock
2000151805	100 mL	PEBD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido claro color fucsia
Densidad (20°C)	0,980-1,000
? máx.	545-555 nm
Relación abs. (p-15)/ abs. (p+15)	1,15-1,36