



2000160100

ACETONA Puro



Imagen no disponible

C_3H_6O | CAS [67-64-1] | NC 2914.11.00.000 | EINECS 200-662-2

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Fórmula de Hill: C_3H_6O

Usos Analíticos: Limpieza de material de vidrio.

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed., Farmacopa Argentina 6ta Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 58,08

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa: Miscible

Punto de Ebullición: 56°C

Punto de Fusión: -95°C

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:  

Consejos de Precaución: P210, P233, P305 + P351 + P338

Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes.

— No fumar.

Mantener el recipiente herméticamente cerrado.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

Declaraciones de Peligro: H225, H319, H336, EUH066

Líquido y vapores muy inflamables.

Provoca irritación ocular grave.

Puede provocar somnolencia o vértigo.

La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000160108	1 000 mL	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido claro, incoloro
Identificación	Cumple
Título	? 99,0%
Densidad (20°C)	0,790-0,792
Solubilidad en agua	Cumple