



2000160500

ACIDO FOSFOTUNGSTICO p.a.



$H_3[P(W_3O_{10})_4].xH_2O$ | CAS [12501-23-4] | NC 2811.19.80 | EINECS 215-682-7

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Acido Tungstofosfórico, Acido fosfo-wolfrámico, AFT

Fórmula de Hill: $H_3[P(W_3O_{10})_4].xH_2O$

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 2880,2

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad:: Soluble en agua, etanol y éter.

Punto de Fusión:: 95°C

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P260, P280, P305 + P351 + P338, P303 + P361 + P353

No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas.

Aclararse la piel con agua o ducharse.

Declaraciones de Peligro: H314

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000160505	100 g	Vidrio	En stock
2000160503	25 g	Vidrio	En stock
2000160504	50 g	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido blanco a blanco crema
Cloruro (Cl)	0,005%
Sulfato (SO4)	0,01%
Hierro (Fe)	0,003%
Pérdida por ignición (750°C)	17,0%