



2000160800

ALCOHOL ETILICO ABSOLUTO Puro

C_2H_6O | CAS [64-17-5] | NC 2207.10.00 | EINECS 200-578-6



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Fórmula de Hill: C_2H_6O

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed. Farmacopea Europea 7ma Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 46,07

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Punto de Ebullición:: 78°C

Solubilidad Acuosa:: Miscible

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/alcohol-etilico-absoluto-puro-x-1000-ml-1608-hxbd3/>

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:  

Consejos de Precaución: P210, P305 + P351 + P338

Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes.

— No fumar.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

Declaraciones de Peligro: H225, H319

Líquido y vapores muy inflamables.

Provoca irritación ocular grave.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000160808	1 000 mL	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido claro e incoloro
Solubilidad en agua	Cumple
Título	? 99,5% V/V
Densidad	0,790-0,793
Agua	máx. 0,50%