



2000160900

METANOL Puro



CH₃OH | CAS [67-56-1] | NC 2905.11.00 | EINECS 200-659-6

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Fórmula de Hill: CH₃OH

Usos Analíticos: Solvente orgánico.

Bibliografía: ACS Edición 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 32,04

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Punto de Ebullición: 65°C

Solubilidad Acuosa: Miscible

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/metanol-puro/>

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:   

Consejos de Precaución: P210, P280, P302 + P352, P309 + P310, P403 + P235

Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes.

— No fumar.

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes..

EN CASO DE exposición o malestar: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico Almacenar en un lugar bien ventilado.

Mantener en lugar fresco.

Declaraciones de Peligro: H225, H301 + H311 + H331, H370

Líquido y vapores muy inflamables.

Tóxico si se ingiere, por contacto con la piel o si se inhala.

Provoca danos en los órganos .

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000160908	1 000 mL	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido claro e incoloro
Título	? 99,8%
Solubilidad en agua	Cumple
Densidad	0,791-0,793
Agua (KF)	0,50%