



2000161000

AZUL DE METILENO (B) (C.I. 52015)



$C_{16}H_{18}ClN_3S \cdot xH_2O$ | CAS [61-73-4] | NC 3204.13.00 | EINECS 200-515-2

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Azul de metilo, Azul de fenileno, 3,7-Bis(Dimetilamino)Fenotiacina-5-Inio Cloruro, Clorhidrato de tetrametilitionina, C.I. Basic Blue 9, Tetrametilitionina Cloruro

Fórmula de Hill: $C_{16}H_{18}ClN_3S \cdot xH_2O$

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 319,85 (anhidro)

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa: 40 g/L en agua a 20 °C.

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P301 + P312

EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal.

Declaraciones de Peligro: H302

Nocivo por ingestión

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000161008	1 000 g	PEAD	En stock
2000161002	10 g	Vidrio	En stock
2000161005	100 g	PEAD	En stock
2000161003	25 g	Vidrio	En stock
2000161006	250 g	PEAD	En stock
2000161004	50 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Polvo cristalino verde oscuro
Identificación	Cumple
Solubilidad	Cumple
Título	? 98,0%
Pérdida por desecación	máx. 18,0%
Cenizas	máx. 1,2%
? máx.	663-667 nm
Relación abs. (p-15)/ abs. (p+15)	1,21-1,70