



2000161500

EOSINA AMARILLENTA (C.I. 45380) p.a. (A.C.S.)

$C_{20}H_6Br_4Na_2O_5$ | CAS [17372-87-1] | NC 3204.12.00 | EINECS 241-409-6



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Acid Red 87, Eosina G, Eosina Y, 2',4',5',7'-Tetrabromofluoresceína Sal Sódica

Fórmula de Hill: $C_{20}H_6Br_4Na_2O_5$

Usos Analíticos: Indicador para valoraciones argentimétricas.

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 691,86

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa: Muy soluble.

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P261, P305 + P351 + P338

Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

Declaraciones de Peligro: H319

Provoca irritación ocular grave.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000161502	10 g	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Polvo color rojo a rojo pardo
Identificación	Cumple
Claridad de la solución acuosa	Cumple
Aptitud como indicador de adsorción	Cumple
? máx.	515-518 nm
Relación abs. (p-15)/ abs. (p+15)	1,21-1,77