



2000161700

ETILO ACETATO Puro



$C_4H_8O_2$ | CAS [141-78-6] | --- | EINECS 205-500-4

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Fórmula Química: $CH_3COOC_2H_5$

Fórmula de Hill: $C_4H_8O_2$

Usos Analíticos: Ensayos analíticos, medio de extracción.

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 88,11

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Punto de Ebullición: 77°C

Solubilidad Acuosa: 7,9 g en 100 mL a 20°C

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:  

Consejos de Precaución: P210, P240, P305 + P351 + P338, P403 + P233

Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes.

— No fumar.

Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

Almacenar en un lugar bien ventilado.

Mantener el recipiente cerrado herméticamente.

Declaraciones de Peligro: H225, H319, H336, EUH066

Líquido y vapores muy inflamables.

Provoca irritación ocular grave.

Puede provocar somnolencia o vértigo.

La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000161708	1 000 mL	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido claro e incoloro
Título	? 98,0%