



2000162000

GLICERINA p.a.



$C_3H_8O_3$ | CAS [56-81-5] | NC 2905.45.00 | EINECS 200-289-5

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Glicerol, 1,2,3-Propanotriol

Fórmula Química: $C_3H_8O_3$

Fórmula de Hill: $C_3H_8O_3$

Usos Analíticos: Reactivo para titulaciones (valoraciones), para prueba de metales pesados.

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 92,10

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Punto de Ebullición:: 290°C

Solubilidad Acuosa:: Miscible.

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/glicerina-p-a-1620-tj6yx/>

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000162008	1 000 mL	PEAD	En stock
2000162009	5 L	PEAD	En stock
2000162007	500 mL	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido viscoso claro
Apariencia de la solución	Cumple
Identificación	Cumple
Título	? 99,5%
Densidad	? 1,249
Indice de refracción a 20 °C	1,470-1,477
Acidez o alcalinidad	Cumple
Acroleína y glucosa	Cumple
Sustancias reductoras	Cumple
Sustancias oscurecidas por ac. sulfúrico	Cumple
Color (APHA)	10
Residuo después de ignición	0,005%
Cloruro (Cl)	10 ppm
Sulfato (SO4)	0,001%
Metales pesados (como Pb)	2 ppm
Agua	0,50%