



2000162300

ODO RESUBLIMADO p.a. (A.C.S.)



I₂ | CAS [7553-56-2] | NC 2801.20.00 | EINECS 212-728-8

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Fórmula de Hill: I₂

Usos Analíticos: Para stardard iodométrico.

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 253,81

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa: 0,03 g en 100 mL a 25 °C.

Punto de Fusión: 114°C

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/iodo-resublimado-p-a-a-c-s-1623-xou1a/>

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P273, P302 + P352, P304 + P340

Evitar su liberación al medio ambiente.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes..

EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

Declaraciones de Peligro: H400, H315, H319, H335, H372, H302 + H312

Muy tóxico para los organismos acuáticos.

Provoca irritación cutánea.

Provoca irritación ocular grave.

Puede irritar las vías respiratorias.

Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas concluyentemente que el peligro no se produce por ninguna otra vía>.

Nocivo si se ingiere o por contacto con la piel.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000162308	1 000 g	Vidrio	En stock
2000162305	100 g	Vidrio	En stock
2000162306	250 g	Vidrio	En stock
2000162304	50 g	Vidrio	En stock
2000162307	500 g	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido marrón-violáceo oscuro
Título	? 99,8%
Materia no volátil	0,01%
Cloro y Bromo (como Cl)	0,005%