



2000162500

MENADIONA (Vitamina K3) Purísimo

$C_{11}H_8O_2$ | CAS [58-27-5] | --- | EINECS 200-372-6



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Vitamina K3

Fórmula de Hill: $C_{11}H_8O_2$

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 172,18

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Apariencia: Sólido Blanco.

Olor: Inodoro.

Cambio de estado (aprox.): Punto de Fusión: 167 °C.

Solubilidad Acuosa: 18 g en 100 mL a 20 °C.

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P261, P305 + P351 + P338

Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

Declaraciones de Peligro: H302, H315, H319, H335

Nocivo por ingestión Provoca irritación cutánea.

Provoca irritación ocular grave.

Puede irritar las vías respiratorias.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000162502	10 g	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido amarillo a verde
Identificación	Cumple
Título	98,5 - 101,0 %
Punto de fusión	105-107°C
Pérdida en secado	máx. 0,3%
Residuo después de ignición	máx. 0,1%