



2000162600

NARANJA G (C.I. 16230)



$C_{16}H_{10}N_2Na_2O_7S_2$ | CAS [1936-15-8] | NC 3204.12.00 | EINECS 217-705-6

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Acido 1-Fenilazo-2-Naftol-6,8-Disulfónico Sal Sódica, Acid Orange 10

Fórmula de Hill: $C_{16}H_{10}N_2Na_2O_7S_2$

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 452,36

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000162602	10 g	Vidrio	En stock
2000162603	25 g	Vidrio	En stock
2000162604	50 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Polvo anaranjado rojizo
Identificación	Cumple
? máx.	476-481 nm
Relación abs. (p-15)/ abs. (p+15)	0,88-0,95