



2000162700

## NEGRO DE AMIDO 10B (C.I. 20470)

$C_{22}H_{14}N_6O_9S_2Na_2$  | CAS [1064-48-8] | NC 3204.12.00 | EINECS 213-903-1



Imagen no disponible

### INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

**Sinónimos:** Acid Black 1, Negro Naftaleno 10 B, Negro azulado de Naftol

**Fórmula de Hill:**  $C_{22}H_{14}N_6O_9S_2Na_2$

**Usos Analíticos:** Indicador redox

### DATOS TÉCNICOS

**Peso Molecular:** 615,5

**Temperatura de Almacenaje:** Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

**Tienda:** <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/negro-de-amido-10b-ci-20470-1627-1uctt/>

### PELIGROSIDAD SGA

**Pictogramas de Peligro:**

**Consejos de Precaución:** P261, P305 + P351 + P338

Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

**Declaraciones de Peligro:** H315, H319, H335

Provoca irritación cutánea.

Provoca irritación ocular grave.

Puede irritar las vías respiratorias.

### DISPONIBILIDAD

| CÓDIGO     | PRESENTACIÓN | ENVASE PRIMARIO | DISPONIBILIDAD |
|------------|--------------|-----------------|----------------|
| 2000162702 | 10 g         | Vidrio          | En stock       |
| 2000162703 | 25 g         | Vidrio          | En stock       |

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Análisis                          | Especificación         |
|-----------------------------------|------------------------|
| Aspecto                           | Polvo negro amarronado |
| ? máx.                            | 615-620 nm             |
| Relación abs. (p-15)/ abs. (p+15) | 1,08-1,15              |