



2000163200

POTASIO HIDROXIDO p.a. (A.C.S.) (Pellets)



KOH | CAS [1310-58-3] | NC 2815.20.10 | EINECS 215-181-3

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Fórmula de Hill: KOH

Usos Analíticos: Titulaciones alcalimétricas.

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 56,11

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Punto de Fusión:: 360°C

Solubilidad Acuosa:: 11 g en 100 mL a 20°C

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:  

Consejos de Precaución: P280, P301 + P330 + P331, P305 + P351 + P338, P309 + P310

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca.

NO provocar el vómito.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

EN CASO DE exposición o malestar: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico

Declaraciones de Peligro: H290, H302, H314

Puede ser corrosivo para los metales.

Nocivo por ingestión Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000163208	1 000 g	PEAD	En stock
2000163205	100 g	PEAD	En stock
2000163213	25 kg	Cuñete + PE	En stock
2000163206	250 g	PEAD	En stock
2000163207	500 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Pellets blancos, delicuescentes
Título	? 85,0% KOH
Potasio carbonato	? 2,0% K2CO3
Cloruro (Cl)	0,01%
Compuestos nitrogenados (como N)	0,001%
Fosfato (PO4)	5 ppm
Sulfato (SO4)	0,003%
Metales pesados (como Ag)	0,001%
Hierro (Fe)	0,001%
Níquel (Ni)	0,001%
Calcio (Ca)	0,005%
Magnesio (Mg)	0,002%
Sodio (Na)	0,05%