



2000163400

SAFRANINA O (C.I. 50240)



$C_{20}H_{19}ClN_4$ | CAS [477-73-6] | NC 3204.13.00 | EINECS 207-518-8

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Basic Red 2, 3,7-Diamino-2,8-Dimetil-5-Fenilfenacinio Cloruro, Safranina T

Fórmula de Hill: $C_{20}H_{19}ClN_4$

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 350,85

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa: 50 g/L a 20 °C.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000163402	10 g	Vidrio	En stock
2000163403	25 g	Vidrio	En stock
2000163401	5 g	Vidrio	En stock
2000163404	50 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Polvo verde oscuro
? máx.	530-534 nm
Relación abs. (p-15)/ abs. (p+15)	1,10-1,32