



2000163500

SODIO AZIDA p.a.



NaN<sub>3</sub> | CAS [26628-22-8] | NC 2850.00.50 | EINECS 247-852-1

## INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

**Fórmula de Hill:** NaN<sub>3</sub>

**Usos Analíticos:** Reactivo para detectar cromo en agua; reactivo para metales.

**Bibliografía:** A.C.S. 10th Ed.

## DATOS TÉCNICOS

**Peso Molecular:** 65,01

**Temperatura de Almacenaje:** Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

**Solubilidad Acuosa:** Altamente soluble

**Tienda:** <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/sodio-azida-p-a-1635-g1p94/>

## PELIGROSIDAD SGA

**Pictogramas de Peligro:**

**Consejos de Precaución:** P273, P309 + P310

Evitar su liberación al medio ambiente.

EN CASO DE exposición o malestar: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico

**Declaraciones de Peligro:** H410, EUH032, H300, H373

Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.

Mortal en caso de ingestión.

Puede provocar danos en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas concluyentemente que el peligro no se produce por ninguna otra vía>.

## DISPONIBILIDAD

| CÓDIGO     | PRESENTACIÓN | ENVASE PRIMARIO | DISPONIBILIDAD |
|------------|--------------|-----------------|----------------|
| 2000163508 | 1 000 g      | PEAD            | En stock       |
| 2000163505 | 100 g        | PEAD            | En stock       |
| 2000163503 | 25 g         | Vidrio          | En stock       |
| 2000163506 | 250 g        | PEAD            | En stock       |
| 2000163509 | 5 kg         | PEAD            | En stock       |
| 2000163504 | 50 g         | Vidrio          | En stock       |
| 2000163507 | 500 g        | PEAD            | En stock       |

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Análisis           | Especificación           |
|--------------------|--------------------------|
| Aspecto            | Sólido blanco cristalino |
| Título             | ? 99,0%                  |
| Materia insoluble  | 0,05%                    |
| Pérdida por secado | 0,1%                     |
| Base titulable     | 0,05 meq/g               |