



2000163600

SODIO BICARBONATO p.a.



NaHCO_3 | CAS [144-55-8] | NC 2836.30.00 | EINECS 205-633-8

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Sodio Hidrógeno Carbonato

Fórmula de Hill: NaHCO_3

Usos Analíticos: Buffer; ajuste del pH.

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 84,01

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa: Soluble en 10 partes de agua a 25 °C.

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/sodio-bicarbonato-p-a-1636-7bekt/>

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000163608	1 000 g	PEAD	En stock
2000163606	250 g	PEAD	En stock
2000163609	5 kg	Cuñete + PE	En stock
2000163607	500 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido blanco
Título sobre base seca	99,7-100,3%
Materia insoluble	0,015%
Cloruro (Cl)	0,003%
Amonio (NH ₄)	5 ppm
Hierro (Fe)	0,001%
Metales pesados (como Pb)	5 ppm