



2000163700

SODIO CITRATO 2-Hidrato p.a.



$C_6H_5Na_3O_7 \cdot 2H_2O$ | CAS [6132-04-3] | NC 2918.15.00 | EINECS 200-675-3

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Acido Cítrico Sal Trisódica, Acido 2-Hidroxi-1,2,3-Propanotricarboxílico Sal Sódica, Sodio Citrato

Fórmula de Hill: $C_6H_5Na_3O_7 \cdot 2H_2O$

Usos Analíticos: Agente secuestrante para eliminar trazas de metales; buffer.

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 294,10

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Olor:: Inodoro

Cambio de estado (aprox.): Se convierte en anhidro a 150 °C

Solubilidad Acuosa:: 57 g en 100 mL a 25 °C

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/sodio-citrato-2-h2o-p-a-1637-gt6q1/>

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000163708	1 000 g	PEAD	En stock
2000163705	100 g	PEAD	En stock
2000163713	25 kg	Cuñete + PE	En stock
2000163706	250 g	PEAD	En stock
2000163707	500 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Cristales incoloros
Apariencia de la solución	Cumple
Identificación	Cumple
Título	? 99,0%
pH sol.(5%) a 25°C	7,0-9,0
Material insoluble	0,005%
Cloruro (Cl)	0,003%
Amoniacó	0,003%
Metales pesados (como Pb)	5 ppm
Hierro (Fe)	5 ppm