



2000163900

SODIO FOSFATO DIBASICO (Anhidro) p.a.



$\text{Na}_2\text{HPO}_4$  | CAS [7558-79-4] | NC 2835.22.00 | EINECS 231-448-7

## INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

**Sinónimos:** di-Sodio hidrogenofosfato Anhidro, Fosfato Monoacido de Disodio

**Fórmula de Hill:**  $\text{Na}_2\text{HPO}_4$

**Usos Analíticos:** pH soluciones buffer

**Bibliografía:** A.C.S. 10th Ed.

## DATOS TÉCNICOS

**Peso Molecular:** 141,96

**Temperatura de Almacenaje:** Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

**Solubilidad Acuosa::** Soluble en 8 partes de agua. Más soluble en agua caliente.

**Cambio de estado (aprox.):** Punto de Fusión: 250°C (se descompone)

**Tienda:** <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/sodio-fosf-dibasico-anhidro-1639-p6dqb/>

## DISPONIBILIDAD

| CÓDIGO     | PRESENTACIÓN | ENVASE PRIMARIO | DISPONIBILIDAD |
|------------|--------------|-----------------|----------------|
| 2000163908 | 1 000 g      | PEAD            | En stock       |
| 2000163913 | 25 kg        | Cuñete + PE     | En stock       |
| 2000163906 | 250 g        | PEAD            | En stock       |
| 2000163914 | 50 kg        | Cuñete + PE     | En stock       |
| 2000163907 | 500 g        | PEAD            | En stock       |

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Análisis                  | Especificación |
|---------------------------|----------------|
| Aspecto                   | Sólido blanco  |
| Identificación            | Cumple         |
| Título sobre base seca    | ? 99,0%        |
| pH sol.(5%) a 25°C        | 8,7-9,3        |
| Calcio y Magnesio         | Cumple         |
| Materia insoluble         | 0,01%          |
| Pérdida por desecación    | 1,0%           |
| Cloruro (Cl)              | 0,06%          |
| Sulfato (SO4)             | 0,005%         |
| Metales pesados (como Pb) | 0,001%         |
| Hierro (Fe)               | 0,002%         |