



2000164100

SODIO HIDROXIDO p.a. (Lentejas)



NaOH | CAS [1310-73-2] | NC 2815.11.00 | EINECS 215-185-5

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Sosa Cáustica

Fórmula de Hill: NaOH

Usos Analíticos: Buffer; modificador del pH.

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 40,00

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa: 110 g en 100 mL a 20 °C.

Punto de Fusión: 318°C

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro: 

Consejos de Precaución: P280, P301 + P330 + P331, P305 + P351 + P338, P309 + P310

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca.

NO provocar el vómito.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

EN CASO DE exposición o malestar: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico

Declaraciones de Peligro: H290, H314

Puede ser corrosivo para los metales.

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000164108	1 000 g	PEAD	En stock
2000164110	10 kg	Cuñete + PE	En stock
2000164113	25 kg	Cuñete + PE	En stock
2000164106	250 g	PEAD	En stock
2000164114	50 kg	Cuñete + PE	En stock
2000164107	500 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Lentejas blancas
Título	? 97,0%
Sodio carbonato	? 1,0%
Sulfato (SO4)	0,003%
Cloruro (Cl)	0,005%
Metales pesados (como Pb)	0,002%
Componentes de nitrógeno (como N)	0,001%
Hierro (Fe)	0,001%
Níquel (Ni)	0,001%