



2000164300

VERDE LUZ (C.I. 42095)

$C_{37}H_{34}N_2Na_2O_9S_3$ | CAS [5141-20-8] | NC 3204.12.00 | ---



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Fórmula de Hill: $C_{37}H_{34}N_2Na_2O_9S_3$

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 792,84

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Apariencia: Sólido pardo- violeta oscuro.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000164302	10 g	Vidrio	En stock
2000164303	25 g	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Polvo violeta oscuro
Título	? 65,0%
? máx.	629-634 nm
Relación abs. (p-15)/ abs. (p+15)	0,96-1,16