



2000164400

VIOLETA CRISTAL (C.I. 42555)



$C_{25}H_{30}ClN_3$ | CAS [548-62-9] | NC 3204.13.00 | EINECS 208-953-6

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Basic Violet 3, Hexametilpararosanilina Cloruro, Violeta de Metilo 10 B

Fórmula de Hill: $C_{25}H_{30}ClN_3$

Usos Analíticos: Indicador de sales de cobre.

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 407,99

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa: Soluble.

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/violeta-cristal-ci-42555-1644-7wsg1/>

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P273, P280, P305 + P351 + P338, P308 + P313

Evitar su liberación al medio ambiente.

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.

Declaraciones de Peligro: H302, H318, H351, H410

Nocivo por ingestión Provoca lesiones oculares graves.

Se sospecha que provoca cáncer .

Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000164402	10 g	Vidrio	En stock
2000164405	100 g	PEAD	En stock
2000164403	25 g	Vidrio	En stock
2000164404	50 g	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido verde oscuro
? máx.	589-594 nm
Relación abs. (p-15)/ abs. (p+15)	0,98-1,30