



2000164600

SODIO CLORURO p.a.



NaCl | CAS [7647-14-5] | NC 2501.00.10 | EINECS 231-598-3

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Fórmula de Hill: NaCl

Usos Analíticos: Electrolito, buffers.

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 58,44

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Punto de Fusión:: 800°C

Solubilidad Acuosa:: 36 g en 100 mL a 20°C

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/sodio-cloruro-p-a-1646-8j5wh/>

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000164608	1 000 g	PEAD	En stock
2000164606	250 g	PEAD	En stock
2000164609	5 kg	Cuñete + PE	En stock
2000164607	500 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido blanco
Apariencia de la solución	Cumple
Identificación	Cumple
Título sobre base seca	99,0-100,5%
Acidez o alcalinidad	Cumple
Bario (Ba)	Cumple
Nitrito	Cumple
Bromuro (Br)	0,01%
Ioduro (I)	0,002%
Sulfato (SO4)	0,02%
Hierro (Fe)	2 ppm
Pérdida por secado a 105°C	0,5%