



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Acido Peryódico

Fórmula de Hill: H₅IO₆

Usos Analíticos: Oxidante; para determinación de manganeso.

Bibliografía: A.C.S.10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 227,96

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa: Muy soluble

Punto de Fusión: 122°C

Temperatura de descomposición: 130-140°C

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P210, P301 + P330 + P331, P305 + P351 + P338, P221, P280

Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes.

— No fumar.

EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca.

NO provocar el vómito.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

Tomar todas las precauciones necesarias para no mezclar con materias combustibles, compuestos de metales pesados, ácidos y alcalis.

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

Declaraciones de Peligro: H271, H314, H410

Puede provocar un incendio o una explosión; muy comburente.

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000164903	25 g	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido incoloro
Título	99,0-101,0%
Materia insoluble	0,01%
Residuos después de ignición	0,01%
Otros halógenos (como Cl)	0,01%
Sulfato (SO ₄)	0,01%
Metales pesados	0,005%
Hierro (Fe)	0,003%