



2000165300

ACIDO ACETICO GLACIAL p.a.



$C_2H_4O_2$ | CAS [64-19-7] | NC 2915.21.00.000 | EINECS 200-580-7

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Acido acético, Acido etanoico, Acido acético cristalizable

Fórmula de Hill: $C_2H_4O_2$

Usos Analíticos: Para valoraciones ácido-base acuosas y no acuosas

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed., Farmacopea 6ta Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 60,05

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa: Miscible

Punto de Ebullición: 118°C

Punto de congelación: 16°C

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:  

Consejos de Precaución: P280, P301 + P330 + P331, P305 + P351 + P338

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca.

NO provocar el vómito.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

Declaraciones de Peligro: H226, H314, H290

Líquidos y vapores inflamables.

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Puede ser corrosivo para los metales.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000165308	1 000 mL	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido claro, incoloro con olor fuerte
Título	? 99,0%
Densidad	1,048-1,051
Test de dilución	Cumple
Sustancias que reducen el dicromato	Cumple
Sustancias que reducen el permanganato	Cumple
Residuo después de evaporación	0,001%
Cloruro (Cl)	1 ppm
Sulfato (SO4)	1 ppm
Metales pesados (como Pb)	0,5 ppm
Hierro (Fe)	0,2 ppm
Base titlable	0,0004 meq/g