



2000165700

n-BUTILO ACETATO p.a.



$C_6H_{12}O_2$ | CAS [123-86-4] | NC 2915.33.00 | EINECS 204-658-1

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Acido Acético Ester Butílico

Fórmula de Hill: $C_6H_{12}O_2$

Usos Analíticos: Solvente. Reactivo de análisis.

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 116,16

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa:: 0,7 g en 100 mL.

Punto de Ebullición:: 126°F

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:  

Consejos de Precaución: P210

Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes.
— No fumar.

Declaraciones de Peligro: H226, H336, EUH066

Líquidos y vapores inflamables.

Puede provocar somnolencia o vértigo.

La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000165708	1 000 mL	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido claro e incoloro
Título	? 98,0%
Sustancias oscurecidas por ac. sulfúrico	Cumple
Color (APHA)	10
Residuo después de evaporación	0,001%
Acido tituable	0,0016 meq/g
Agua	0,10%