



2000166000

GLICERINA Pura



$C_3H_8O_3$ | CAS [56-81-5] | NC 2905.45.00 | EINECS 200-289-5

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Fórmula Química: $C_3H_8O_3$

Fórmula de Hill: $C_3H_8O_3$

Usos Analíticos: Reactivo para titulaciones (valoraciones), para prueba de metales pesados.

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 92,10

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Olor:: Inodoro.

Punto de Ebullición:: 290°C

Solubilidad Acuosa:: Miscible.

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/glicerina-pura-x-1000-ml-1660-kgttg/>

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000166008	1 000 mL	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido viscoso claro
Apariencia de la solución	Cumple
Título	? 99,5%
Densidad	? 1,249
Color (APHA)	máx. 10
Agua	máx. 0,50%