



2000166100

TOLUENO p.a.



$C_6H_5CH_3$ | CAS [108-88-3] | NC 2902.30.00 | EINECS 203-625-9

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Fenilmetano, Metilbenceno, Toluol

Fórmula de Hill: $C_6H_5CH_3$

Usos Analíticos: Solvente.

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 92,14

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa:: 0,045 g en 100 mL a 25 °C.

Punto de Ebullición:: 111°C

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P210, P240, P301 + P310, P302 + P352, P331, P403 + P235

Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes.

— No fumar.

Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.

EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes..

NO provocar el vómito.

Almacenar en un lugar bien ventilado.

Mantener en lugar fresco.

Declaraciones de Peligro: H225, H304, H315, H336, H361d, H373

Líquido y vapores muy inflamables.

Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

Provoca irritación cutánea.

Puede provocar somnolencia o vértigo.

Se sospecha que daña al feto.

Puede provocar danos en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas concluyentemente que el peligro no se produce por ninguna otra vía>.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000166108	1 000 mL	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido claro e incoloro
Título	? 99,5%
Densidad	0,869-0,873
Compuestos sulfurados (SH2-SO2)	Negativo
Sustancias oscurecidas por ac. sulfúrico	Cumple
Color (APHA)	10
Residuo después de evaporación	0,001%
Agua	0,03%

