



2000166200

XILENO p.a.



C_8H_{10} | CAS [1330-20-7] | NC 2902.44.00 | EINECS 215-535-7

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Dimetilbenceno, Xilol

Fórmula de Hill: C_8H_{10}

Usos Analíticos: Solvente.

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 106,17

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa:: Insoluble.

Punto de Ebullición:: 140°C

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:   

Consejos de Precaución: P210, P273, P280, P301 + P310, P303 + P361 + P353, P331

Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes.

— No fumar.

Evitar su liberación al medio ambiente.

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas.

Aclararse la piel con agua o ducharse.

NO provocar el vómito.

Declaraciones de Peligro: H226, H304, H312, H315, H319, H332, H335, H373, H412

Líquidos y vapores inflamables.

Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

Nocivo en contacto con la piel.

Provoca irritación cutánea.

Provoca irritación ocular grave.

Nocivo en caso de inhalación.

Puede irritar las vías respiratorias.

Puede provocar danos en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas concluyentemente que el peligro no se produce por ninguna otra vía>.

Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000166208	1 000 mL	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido claro
Título	? 98,5%
Sustancias oscurecidas por ac. sulfúrico	Cumple
Color (APHA)	10
Residuo después de evaporación	0,002%
Compuestos sulfurados (como S)	0,003%
Agua	0,05%

