



2000166300

POTASIO CLOROPLATINATO p.a.



Imagen no disponible

K_2PtCl_6 | CAS [16921-30-5] | NC 2843.90.90 | EINECS 240-979-3

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: di-Potasio Hexacloroplatinato, Platínico Potasio Cloruro, Potasio Hexacloroplatinato(IV), Potasio Platínico Cloruro

Fórmula de Hill: K_2PtCl_6

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 486,00

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa: Poco soluble en agua fría. Soluble en agua caliente.

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/potasio-cloroplatinato-p-a-x-1g-1663>

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P280, P302 + P352, P304 + P341, P305 + P351 + P338, P309 + P310

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes..

EN CASO DE INHALACIÓN: Si respira con dificultad, transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

EN CASO DE exposición o malestar: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico

Declaraciones de Peligro: H301, H317, H318, H334

Tóxico en caso de ingestión.

Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

Provoca lesiones oculares graves.

Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000166300	1 g	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido amarillo a anaranjado
Contenido de Platino (Pt)	39,0-41,0%